

Specimens <div>Secretion</div>	Version <div>02</div>	Effective Date <div>2024-01</div>
		
DANSK/DANISH		

Chlamydia Trachomatis Antigen Test Cassette

KLAMYDIATEST

♀ **HURTIGTEST I VAGINA**

CE 0123 **IVD**

1,3,5,10,20,25,40,50 test/kit

01/TESTENSFORMÅL

Chlamydia Trachomatis Antigen Testkassette er en podningstest, der anvendes til at påvise klamydia, en af de mest udbredte kønssygdomme. Det er en hurtig test, som ikke kræver laboratorie eller ekstra værktøj, og den hjælper dig med at screene for klamydia. Helt processen med provindsamling og test kan gøres hjemme, og du har resultatet på kun 15 minutter. For kvinder: det er en livmodersalprøve, hvilket betyder, at du indsamler prøven i livmoderhalsen (øverst i skeden).

02/OVERSIGT

Om Chlamydia Trachomatis:

- Chlamydia Trachomatis er en type bakterie, der forårsager en af de mest almindelige kønssygdomme.
- Mange mennesker udviser ikke symptomer, men den kan føre til alvorlige problemer for både mænd og kvinder.
- Hos kvinder kan den forårsage forskellige infektioner og komplikationer som bækkenbetændelse, hvilket kan føre til infertilitet eller risikofyldte graviditeter.
- Babey kan blive smittet under fødselen, hvilket kan føre til øjeninfektioner eller lungeproblemer.
- Hos mænd kan den forårsage smertefulde infektioner i urinvejsystemet og værste fald forårsage infertilitet.

03/TESTPRINCIP

Sådan Fungerer Testen:

- Testkittet fungerer som et diagnostisk værktøj til at påvise tilstedeværelsen af Klamydia bakterier i en prøve.
- Kittet indeholder en testkassette, som har to vigtige markører: T (Test) linjen og C (Kontrol) linjen.
- Når en prøve dryppes ned i S-hullet på testen, begynder den at løbe langs strimen inde i testkassetten.
- Hvis Klamydia-antigener er til stede i prøven, vil T-linjen skifte farve til rød, hvilket indikerer et positivt resultat.
- Hvis der ikke er Klamydia, forbliver T-linjen uændret, hvilket betyder et negativt resultat.
- C-linjen er designet til at blive rød uanset tilstedeværelsen af Chlamydia. Denne farveændring er en vital indikator, der bekræfter, at testen fungerer korrekt.
- Hvis C-linjen ikke skifter farve, tyder det på en fejl i testprocessen. I sådanne tilfælde anbefales det at kassere testen og udføre en ny test med et andet kit. Hvis dette fortsætter med at ske, kontakt da venligst din distributør.

04/KOMPONENTER

KOMPONENTER	BESKRIVELSE	VOLUME
INDIVIDUELT PAKKET TESTKASSETTE	Hver testkassette indeholder en striimmel med farvede konjugater og forhåndsbelaagte reaktive reagenser.	1/3/5/10/20 25/40/50 pcs
BLUE (Blå)	Primære ingredienser: NaCl, NaOH og rensed vand.	1,0/1,5/2/3,5 7/14/18ml
PURPLE (Lilla)	Primære ingredienser: BSA, natriumazid og rensed vand.	1,0/1,5/2/3,5 7/14/18ml
EKSTRAKTIONSBUFFER I PLASTIK	Til forberedelse af prøver.	1/3/5/10/20 25/40/50 pcs
PODEPIND TIL ENGANGSBRUG	Engangs sterile vatpinde anvendes til indsamling af prøver (CE-certificeret).	1/3/5/10/20 25/40/50 pcs
BRUGSANVISNING	Brugsanvisning.	1 pc

05/TING SOM KRÆVES MEN IKKE MEDFØLGER



- Timer
- 06/HOLDBARHED OG OPBEVARING
- Testkittet skal opbevares ved 2-30°C på et køligt og tørt sted, beskyttet mod lys.
- Testkassetten kan benyttes indtil den udløbsdato, der er trykt på den forseglede pose.
- Må ikke nedfryses.
- Brug ikke efter udløbsdatoen angivet på pakken.
- Holdbarhedsperioden er 24 måneder.

07/PROVEINNSAMLING

OBS: Nøjagtigheden af klamydiatesten afhænger i høj grad af, hvor grundigt og korrekt prøven er indsamlet. Det er meget vigtigt at der ikke kun indsamles overfladesekretter, men faktiske celler fra det rigtige sted i vagina / urinrør. / 01

KVINNER (Prøveinnsamling i livmodersalen/vagina):
1. **HVA SKAL BRUKES:** Brug kun sterile podningspinner med dacro- eller polyester-tupp. Det er best å altid bruge podningspinne som medfølger i testsettet. Brug ikke vanlige bomullspinne.
2. **SÅNN SKAL INNSAMLINGEN FOREGÅ:**
• Rens forsigtig overskydende slim fra området rundt livmorhalsen. Dette hjælper til å få et korrekt resultat.
• Før forsiktig podningsspinnen inn i livmorhalsen, inntil det meste av podningsspinnen ikke lenger er synlig. Målet er å nå litt forbi den squamokolumnære overgangen – det er her de nødvendige cellene for nøyaktig testing befinner seg.
• Når podningsspinnen er ført gjennom vagina og inn i livmorhalskanalen, roteres den i ca. 10 sekunder, sørg for å holde den stille og på plass for å samle de riktige cellene uten å samle for mange celler fra andre vaginale områder.
MENN (Prøveinnsamling i urinrøret):
1. **HVA SKAL BRUKES:** Brug kun sterile podningspinner med dacro- eller polyester-tupp. Det er best å alltid bruke podningsspinnen som medfølger i testsettet. Brug ikke vanlige bomullspinne.
2. **FØR INNSAMLING:** Undgå å urinere i minst en time før testen. Dette er viktig for at du kan stole på resultatet!
3. **SÅNN SKAL INNSAMLINGEN FOREGÅ:**
• Før podningspinnen 2 - 4 cm inn i urinrøret ved spissen av penis.
• Roter forsiktig podningsspinnen i 10 sekunder, fjern den etterpå og plasser den i det medfølgende ekstraksjonsrør.
Opbevaring av Prøvene / Podningspinnene:
1. **VED RUMTEMPERATUR:** Podningspinner kan oppbevares ved 15-30°C i 4-6 timer.
2. **I KJØLESKAP:** Prøven kan oppbevares ved 2-8°C i 24-72 timer.
3. **MÅ IKKE FRYSES:** Det er ikke tillatt å fryse prøvene.
4. **FØR TESTING:** Sørg for at prøvene er tilbake til romtemperatur (15-30°C) før du begynner å teste.

08 / TESTPROSEDYRE
Läs Instruksjonene: Förstå hele processen før du begynner.
Temperatur: Pass på at testkittet, prøven og bufferløsningen er ved romtemperatur (15-30°C).
Forberedelse: Åpne ikke testkassetten før du er klar. Bruk en ren, flat overflate for å utføre testen.
FORBEREDELSE AV PROVET:
• Tilsett 5 dråper av Buffer A (Blå) i ekstraksjonsrøret. Sett deretter inn podningsspinnen i røret og bland grundig.
• Etter 2 minutter, tilsett 5 dråper av Buffer B (Lilla) og bland igjen.
3. **Emballasje:** Bruk ikke testen hvis den ytre emballasjen eller podningsspinnens folie er skadet.
4. **Ikke Bland:** Bland ikke deler eller kjemikalier fra forskjellige testsett eller partier.
5. **Utløpsdato:** Bruk ikke testsettet etter utløpsdatoen.
6. **Ungå Børing:** Rør ikke ved teststrimelens membran før bruk (membranen er inne i selve testkassetten).
7. **For in vitro diagnostisk bruk:** Etter test skal settet og dets komponenter kasseres på en sikker måte.
8. **OBS:** Bufferne kan forårsake alvorlig hud- og øyenskade, værere dødelig ved inntak og er svært giftige for vannlevende organismer.
9. **Ikke Frys:** Frys ikke settet. Oppbevar det som angitt i manualen.

09 / TOLKNING AV RESULTATER
TESTKASSETTENS TRE MØJLIGE UTFALL:

POSITIVT: To fargede linjer vises på teststrimmelen. En linje vises i kontrollområdet (merket med 'C'), og en annen linje vises i testområdet (merket med 'T'). Dette indikerer et positivt resultat for Chlamydia Trachomatis, noe som tyder på at klamydiabakterien er til stede i prøven.

NEGATIVT: Bare en farget linje vises i kontrollområdet (C). Ingen tydelig farget linje vises i testområdet (T). Resultatet er negativt for Chlamydia Trachomatis. Dette indikerer at klamydiabakterien ikke er i prøven.
UGYLDIG: Kontrollinjen (C) vises ikke. Resultater fra enhver test som ikke viser en kontrollinje på det angitte avlesningstidspunkt, skal kasseres. Sjekk om testen er utført korrekt og gjenta med en ny test. Hvis problemet fortsetter, stopp umiddelbart å bruke settet og kontakt din lokale distributør.

10 / TESTENS BEGRÆNSNINGER
FØLG INSTRUKSJONENE: Les og følg instruksjonene nøye. Forkert bruk av testen vil resultere i upresise resultater. Dette testsett er designet for in vitro diagnostisk bruk og bør kun brukes for å påvise Chlamydia Trachomatis-bakterier. **IKKE DET ENESTE DIAGNOSTISKE VERKTØYET:** Stol ikke utelukkende på denne testen for en diagnose. Det er bare en del av svaret. En lege bør alltid bekrefte diagnosen evt. ved å utføre en ekstra test hos din egen lege. **DIAGNOSEHJÆLP:** Testen hjelper med å screene for klamydia, men er ikke den eneste metoden og bør aldri stå alene. **BRUK RIKTIG PODOINGSPINNE:** Bruk kun Dacro- eller Polyester podningspinner for innsamling av prøver. I settet medfølger en Dacro- podningspinne. Bruk aldri vanlige q-tips, da de vil påvirke nøyaktigheten av testen.

11 / TYELSESKARAKTERISTIKKER
1. 1025 tilfeller ble detektert samtidig med Enco-de's Chlamydia Trachomatis antigen test kit og et lignende produkt ved blindmetode. Resultatene var som følger.

Encode	Contrast agents			total
	positive	negative	34	
positive	201	34	235	
negative	15	775	790	
total	216	809	1025	
Positiv samvariasjonsrate	93.1%			
Negativ samvariasjonsrate	95.8%			

2. Analytisk Sensitivitet:

	Analytisk Sensitivitet	Type	Kilde
Chlamydia	2x103 IFU/ml	Antigen	maxmed laboratories.inc



KVINDER (Prøveindsamling i livmoderhalsen / vagina):
1. **HVAD SKAL BRUGES:** Brug kun sterile podepinde med dacro- eller polyester-spids. Det er bedst altid at bruge den podepind, der medfølger i testsættet. Brug ikke almindelige bomuldsvatpinde.
2. **SÅDAN SKAL INDSAMLINGEN FOREGÅ:**
• Rens forsigtigt overskydende slim fra området omkring livmoderhalsen. Dette hjælper til at få et korrekt resultat.
• Indsæt forsigtigt podepinden i livmoderhalsen, indtil størstedelen af podepinden ikke længere er synlig. Målet er at nå lidt forbi den squamokolumnære overgang – det er her, de nødvendige celler for nøjagtig testing befinder sig.
• Når podepinden er indsat gennem vagina og ind i livmoderhalskanalen, roteres den i ca. 10 sekunder, sørg for at holde den stille og på plads for at indsamle de korrekte celler uden at opsamlere for mange celler fra andre vaginale områder.

MENN (Prøveindsamling i urinrøret):
1. **HVAD SKAL BRUGES:** Brug kun sterile podepinde med dacro- eller polyester-spids. Det er bedst altid at bruge den podepind, der medfølger i testsættet. Brug ikke almindelige bomuldsvatpinde.
2. **FØR INDSAMLING:** Undgå at urinere i mindst en time før testen. Dette er vigtigt for at du kan regne med resultatet!
3. **SÅDAN SKAL INDSAMLINGEN FOREGÅ:**
• Indsæt podepinden 2 - 4 cm ind i urinrøret ved spidsen af penis.
• Roter forsigtigt podepinden i 10 sekunder, fjern den efter og placer den i det medfølgende ekstraksjonsrør.
Opbevaring af Prøvene / Podepinde:
1. **VED STUETEMPERATUR:** Podepinde kan opbevares ved 15-30°C i 4-6 timer.
2. **I KØLESKAB:** Prøven kan opbevares ved 2-8°C i 24-72 timer.
3. **MÅ IKKE FRYSES:** Det er ikke tillædt at fryse prøvene.
4. **FØR TESTING:** Sørg for, at prøvene er tilbage til stuetemperatur (15-30°C) inden du begynder at teste.

08 / TESTPROCEDURE

Läs Instruktionerne: Förstå hele processen, før du starter.
Temperatur: Sørg for, at testsættet, prøven og bufferløsningen er ved stuetemperatur (15-30°C).
Forberedelse: Åbn ikke testkassetten, før du er klar. Brug en ren, flat overflade til at foretage testen.
FORBEREDELSE AF PROVETEN:
• Tilsett 5 dråber af Buffer A (Blå) i ekstraksjonsrøret. Indsæt derefter podepinden i røret og bland grundigt.
• Efter 2 minutter, tilsæt 5 dråber af Buffer B (Lilla) og bland igen.
• Opløsningen kan blive brun, hvis der er blod på podepinden. Dette er normalt. Etter blanding, kast podepinden.
UDFØRELSE AF TESTEN:
• Tilsett 2 dråber fra ekstraksjonsrøret (med låget på) ned i prøvehullet (S) på testkassetten.
• Aflæs resultatet efter 10-15 minutter. Aflæs ikke resultaterne efter 15 minutter.

09 / FORTOLKNING AF RESULTATER

TESTKASSETTENS TRE MØJLIGE UTFALL:

POSITIVT: To fargede linjer er synlige på teststrimlen. En linje vises i kontrollområdet (merket som 'C'), og en anden linje vises i testområdet (merket som 'T'). Dette indikerer et positivt resultat for Chlamydia Trachomatis, hvilket tyder på, at Klamydiabakterien er til stede i prøven.

NEGATIVT: Kun en farget linje vises i kontrollområdet (C). Ingen tydelig farget linje vises i testområdet (T). Resultatet er negativt for Chlamydia Trachomatis. Dette indikerer, at der ikke er Klamydiabakterien i prøven.
UGYLDIGT: Kontrollinjen (C) vises ikke. Resultater fra enhver test, der ikke viser en kontrollinje på det angivne aflæsningstidspunkt, skal kasseres. Tjek om testen er foretaget korrekt og gentag med en ny test. Hvis problemet fortsætter, stop straks med at bruge kittet og kontakt din lokale distributør.

BEMERK: Fargeintensiteten i testområdet (T) kan ændre sig baseret på mængden af Klamydiabakterien i prøven. Selv hvis den fargede linje er svag, betragt den som et positivt resultat, så længe den vises inden for den gyldige tidsramme.

10/TESTENS BEGRÆNSNINGER

FØLG INSTRUKTIONERNE: Læs og følg instruksjonene nøje. Forkert brug af testen vil resultere i upræcise resultater. Dette testsett er designet til in vitro diagnostisk brug og bør kun anvendes til at påvise Chlamydia Trachomatis bakterier. **IKKE DET ENESTE DIAGNOSTISKE VERKTØY:** Stol ikke utelukkende på denne test til en diagnose. Det er kun en del av svaret. En lege bør alltid bekrefte diagnosen evt. ved å foretale en ekstra test hos din egen lege. **DIAGNOSEHJÆLP:** Testen hjelper med å screene for klamydia, men er ikke eneste metode og bør aldri stå alene. **BRUG KORREKT PODEPIND:** Benyt kun Dacro- eller Polyester podepinde til innsamling av prøver. I kittet medfølger en Dacro- podepind. Benyt aldrig almindelige vatpinde, da de vil påvirke nøjagtigheden av testen.

11 / YDELSESKARAKTERISTIKA
1. 1025 tilfælde blev detekteret samtidig med Enco-de's Chlamydia Trachomatis antigen test kit og et lignende produkt ved blindmetode. Resultatene var som følger.

Encode	Kontrastagenter			total
	positive	negative	34	
positive	201	34	235	
negative	15	775	790	
total	216	809	1025	
Positiv sammenfaldsrate	93.1%			
Negativ sammenfaldsrate	95.8%			

2. Analytisk Sensitivitet:

	Analytisk Sensitivitet	Type	Kilde
Klamydia	2x103 IFU/ml	Antigen	maxmed laboratories.inc

3. Analytisk Spesifisitet: Sammenlignet med forskellige infeksjonsfaktorer, og testresultatene er negative.

	Koncentration	Kilde
Candida albicans	ATCC1023	6*108CFU/ml
Candida tropicali	ACCC20005	6*108CFU/ml
Candida near smooth	ACCC20221	6*108CFU/ml
Streptococcus fae cium	ATCC29212	6*108CFU/ml
Proteus mirabilis	CMCC49005	6*108CFU/ml
Staphylococcus a ureus	ATCC6538	6*108CFU/ml
Escherichia coli	ATCC8739	6*108CFU/ml
Pseudomonas aeruginosa	ATCC9027	6*108CFU/ml
mycoplasma hominis	ATCC23T14	1x104CCU/ml
Ureaplasma urealyticum	ATCC2781	1x104CCU/ml
		Zhuhai Skin Disease Prevention and Control Institute

4. Interferens: Efter testing har følgende interferenser ingen effekt på resultaterne: 50µl/ml helblod, 5mg/ml mucroprotein, 50µl/ml urin, 5mg/ml nystatin, 5mg/ml miconazol, 5mg/ml timinazol, 5mg/ml metronidazol (geleer), 50µl/ml Jæeriny (toton), 50 µl/ml Fuyinjie (toton).
5. Innen-batch Forskjelt: Testresultatene er de samme innen for en batch.
6. Mellom-batch Forskjelt: Testresultatene er de samme mellom forskjellige batches.
7. Hook-effekt: Ingen høy-dose hook-effekt ble observert da testet med opp til en konsentrasjon på 2,0•10⁸ ifu/ml klamydia positiv referanse.













12 / MERK / OBS

1. Engangsbruk: Testsettet er for engangsbruk og skal kun brukes én gang. Det anbefales alltid å konsultere en lege for en endelig diagnose / et endelig testresultat.
2. Håndter Med Forsiktighet: Innholdet i Bufferne (A + B) kan være farlig. Ikke drikk eller lukt på det.
3. Emballasje: Bruk ikke testen hvis den ytre emballasjen eller podningsspinnens folie er skadet.
4. Ikke Bland: Bland ikke deler eller kjemikalier fra forskjellige testsett eller partier.
5. Utløpsdato: Bruk ikke testsettet etter utløpsdatoen.
6. Ungå Børing: Rør ikke ved teststrimelens membran før bruk (membranen er inne i selve testkassetten).
7. For in vitro diagnostisk bruk: Etter test skal settet og dets komponenter kasseres på en sikker måte.
8. OBS: Bufferne kan forårsake alvorlig hud- og øyenskade, værere dødelig ved inntak og er svært giftige for vannlevende organismer.
9. Ikke Frys: Frys ikke settet. Oppbevar det som angitt i manualen.

13 / LITTERATURLISTE

1. Beggs M,Novotny M, Sampedro S.et al,a self-performing Chromatographic immunoassay for the qualitative determination of human chroric gonadotrophic(hCG) in urine and serum ClinChem ,1990,36:1084
2. Valkirs G.E,Barton R, immunoconcentration A new format for solid- phase immunoassay Clinchem .,1985 31:1427
Knapp,J.S et al. Neisseria Gonorrhoea, Manual of Clinical Microbiology, Sixth Edition, ASM press, Washington DC. :324-325(1995)
Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines 2002 Morbidity and Mortality Weekly Report(2002),51(r-6)
3. Chlamydia trachomatis infection & female infertility Abida Malik, S.Jain, S.Hakim, I Shukla& M.Rizvi Indian J Med Res 15, 123, June 2006 pp 770- 775.
Chlamydia trachomatis antibody titres by enzyme-linked immunosorbent assay are useful in predicting severity of adnexal 6.adhesion M.Tanikawa, T.Harada,C. Katagiri, Y.Onohara,S.Yoshida and N.Terakawa Human Reproduction Vol 11 no 11 pp 2418-2421.1996.

14 / ORDBOK OVER SYMBOLER

REF	Katalognummer		Temperaturbegrensning
	Se bruksanvisningen		Batchkode
	In vitro diagnostisk medisinsk utstyr		Bruk før
	Produsent		Inneholder nok til <n> tester
	Skal ikke gjenbrukes		Beskytt mot fugtighet
	Oppbevares borte fra direkte sollys		Autorisert representant i Det Europeiske Fellesskap
	CE-merket i henhold til direktivet for in vitro diagnostiske medisinske enheter 98/79/EC		

EC REP Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf, Germany

 Zhuhai Encoode Medical Engineering Co.,Ltd
NO.020, Honghui 2nd Road, Hongqi Industrial Zone, Jinwan District, Zhuhai,P.R. China 519090
Tel: (0086)756-3981528 E-mail: export@enocode.com.cn
Fax: (0086)756-3983809 Website: http/www.enocode.com.cn

	Koncentration	Kilde
Candida albicans	ATCC1023	6*108CFU/ml
Candida tropicali	ACCC20005	6*108CFU/ml
Candida near smooth	ACCC20221	6*108CFU/ml
Streptococcus fae cium	ATCC29212	6*108CFU/ml
Proteus mirabilis	CMCC49005	6*108CFU/ml
Staphylococcus a ureus	ATCC6538	6*108CFU/ml
Escherichia coli	ATCC8739	6*108CFU/ml
Pseudomonas aeruginosa	ATCC9027	6*108CFU/ml
mycoplasma hominis	ATCC23T14	1x104CCU/ml
Ureaplasma urealyticum	ATCC2781	1x104CCU/ml
		Zhuhai Skin Disease Prevention and Control Institute

4. Interferens: Efter testing har følgende interferenser ingen effekt på resultaterne: 50µl/ml helblod, 5mg/ml mucroprotein, 50µl/ml urin, 5mg/ml nystatin, 5mg/ml miconazol, 5mg/ml timinazol, 5mg/ml metronidazol (geleer), 50 µl/ml Jæeriny (toton), 50µl/ml Fuyinjie (toton).
5. Innen-for-batch Forskel: Testresultatene er de samme inden for en batch.
6. Mellom-batch Forskel: Testresultatene er de samme mellem forskellige batches.
7. Hook-effekt: Ingen høj-dosis hook-effekt blev observeret, da testet med op til en koncentration på 2,0•10⁸ ifu/ml klamydia positiv referanse.













12 / BEMERK / OBS

1. Engangsbrug: Testsettet er til engangsbrug og bør kun bruges én gang. Det anbefales altid å konsultere en læge for en endegyldig diagnose / et endeligt testresultat.
2. Håndter Med Omhu: Indholdet i Bufferne (A + B) kan være farligt. Drik eller lugt ikke til det.
3. Pakning: Brug ikke testen, hvis den ydre emballage eller podepindens folie er beskadiget.
4. Ingen Blanding: Bland ikke dele eller kemikalier fra forskellige testkits eller lots / partier.
5. Utløpsdato: Brug ikke testsettet etter udløpsdatoen.
6. Ungå Børing: Rør ikke ved teststrimelers membran før brug (membranen er inde i selve testkassetten).
7. Til in vitro diagnostisk brug: Etter test skal kittet og dets komponenter bortkasseres sikkert.
8. OBS: Bufferne kan forårsage alvorlig hud- og øyenskade, værere dødelig ved indtagelse og er meget giftige for vandlevende liv.
9. Må ikke Fryses: Frys ikke kittet. Oppbevar det som anført i manualen

13 / LITTERATURLISTE

1. Beggs M,Novotny M, Sampedro S.et al,a self-performing Chromatographic immunoassay for the qualitative determination of human chorionic gonadotrophic(hCG) in urine and serum ClinChem ,1990,36:1084
2. Valkirs G.E,Barton R, immunoconcentration A new format for solid- phase immunoassay Clinchem .,1985 31:1427
3. Knapp,J.S et al. Neisseria Gonorrhoea, Manual of Clinical Microbiology, Sixth Edition, ASM press, Washington DC. :324-325 (1995)
4. Centers for Disease Control and Prevention, Sexually Transmitted Diseases Treatment Guidelines 2002 Morbidity and Mortality Weekly Report(2002),51(r-6)
5. Chlamydia trachomatis infection & female infertility Abida Malik, S.Jain, S.Hakim, I Shukla& M.Rizvi Indian J Med Res 15, 123, June 2006 pp 770- 775.
6. Chlamydia trachomatis antibody titres by enzyme-linked immunosorbent assay are useful in predicting severity of adnexal adhesion M.Tanikawa, T.Harada,C. Katagiri, Y.Onohara,S.Yoshida and N.Terakawa Human Reproduction Vol 11 no 11 pp 2418-2421.1996.

14 / ORDLISTE OVER SYMBOLER

REF	Katalognummer		Temperaturbegrensning
	Se bruksanvisningen		Batchkode
	In vitro diagnostisk medisinsk utstyr		Brug inden
	Produsent		Inneholder nok til <n> tests
	Må ikke genbruges		Beskytt mod fugt
	Oppbevares væk fra direkte sollys		Autorisert representant i Det Europeiske Fellesskap
	CE-merket i henhold til direktivet for in vitro diagnostiske medisinske enheter 98/79/EC		

EC REP Prolinx GmbH
Brehmstr. 56, 40239, Duesseldorf, Germany

 Zhuhai Encoode Medical Engineering Co.,Ltd
NO.020, Honghui 2nd Road, Hongqi Industrial Zone, Jinwan District, Zhuhai,P.R. China 519090
Tel: (0086)756-3981528 E-mail: export@enocode.com.cn
Fax: (0086)756-3983809 Website: http/www.enocode.com.cn

Specimens Secretion

Chlamydia Trachomatis Ant

